

1. 6. 2020 Zlín

Ukončení vyšetřování plazmatické reninové aktivity (PRA)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

od 1. 6. 2020 ukončujeme stanovování **plasmatické reninové aktivity (PRA)** v imunoanalytické laboratoři společnosti Vaše laboratoře s.r.o. Důvodem tohoto kroku je ukončení používání RIA metod a nedostupnost souprav na toto stanovení pro jinou metodiku.

Snažili jsme se domluvit stanovení těchto vzorků v jiné laboratoři, ale nepodařilo se nám, bohužel, najít žádnou laboratoř, která by toto stanovení v současnosti nabízela.

Jako náhradu Vám můžeme nabídnout stanovení přímého reninu v plasmě, které provádíme na novém imunochemickém analyzátoru s větší robustností než u RIA metod.

Stanovení přímého reninu nabízíme s frekvencí 1x 14 dní

Výhodou měření přímého reninu je méně citlivá preanalytická fáze - při odběru a transportu je potřeba odebírat do zkumavek s EDTA při pokojevé teplotě. Vzorek neuchovávejte při teplotě 2-8°C, aby nedošlo k aktivaci chladem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na laboratoř, tel. 577 220 738.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Janatová

Ředitel pro laboratorní obory